

# Vulkan® Tissue Care

\* Solo para prótesis unitarias



## Conjunto Pilar Recto + Tornillo Tissue Care

(Titanio Grado 5)

25 Ncm (max.)



## Tornillo Pilar Vulkan Tissue Care

(Titanio Grado 5)

25 Ncm (max.)



## Cicatrización

Tapón de Cicatrización  
Tissue Care (Titanio Grado 5)



TCS0101

## Impresión

Coping de Impresión  
Tissue Care (Titanio Grado 5)



TCS0202  
Antirrotatorio

Réplica  
Tissue Care (Acero Inox)



TCS0300

## Prótesis Atornillada

Calcinable  
Tissue Care (POM C)



TCS0400

Pilar de Sobrecolado  
Tissue Care (CR CO)



TCS0500  
Antirrotatorio

Pilar Provisional  
Tissue Care



TCS0600  
Antirrotatorio

Tornillo protésico  
Tissue Care

15 Ncm (max.)



TCS0956  
Titanio Grado 5



TCS0956T  
DLC-EX1.27

## Prótesis Angulada

Base de Cr-Co Angulada



1 2 3

1- VCHA170001  
2- VCHA300001  
3- TCS0500-A

Tornillo Angulado



TCS0900-TLB  
Titanio Grado 5