



FLUJO TRABAJO TRADICIONAL

TOMA DE IMPRESIONES
Cubeta Abierta Ref: VINH0201
Cubeta Cerrada Ref: VINH0202


Réplica Ref: VINH03

Réplica Digital Ref: XXXXXXXX

SCANNER INTRAORAL

CAD-CAM

LIBRERÍA INHEX CAD-CAM
www.vulkanimplants.com



PRÓTESIS CEMENTADA

Prótesis Unitaria
Prótesis Múltiple

Prot. Recta: H:0,0mm, 1,0mm, 2,0mm, 3,0mm
H:1,0mm, 2,0mm, 3,0mm
H:1,0mm, 2,0mm, 3,0mm

Prot. Angulada: 15°, 25°
H:1,0mm, 2,0mm, 3,0mm
H:1,0mm, 2,0mm, 3,0mm

TITANIO Ref: VINH0901, DLC Ref: VINH0901T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

PRÓTESIS REMOVIBLE

VulkanLoc
Prótesis para barra

Locator: H:0,0mm, 1,0mm, 2,0mm, 3,0mm
H:4,0mm, 5,0mm, 6,0mm

Mirar Prótesis Atornillada Múltiple

SÍ: Tissue Care (Todos lo Pilares) → Scan Body Tissue Care (TCS1301) / Interfase Ang. Tissue Care (H:0,5mm) / Análogo Digital Tissue Care (TCS0310) → Prot. Recta / Prot. Angulada → TITANIO Ref: TCS0956, DLC Ref: TCS0956T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

NO: Scan Body Directo Implante (VINH130003) / Análogo Digital (VINH0310) / Interfase Angulable (H:0,5mm, 1,5mm, 3,0mm) → Prot. Recta / Prot. Angulada → TITANIO Ref: VINH0901, DLC Ref: VINH0901T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

SÍ: Multi Use (Todos lo Pilares) → Scan Body Multi Use (VMU13R02) / Interfase Ang. Multi Use (H:0,5mm) / Análogo Digital Multi Use (MU0310) → Prot. Recta / Prot. Angulada → TITANIO Ref: MU09, DLC Ref: MU09T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

NO: Scan Body Directo Implante (VINH130003) / Análogo Digital (VINH0310) / Interfase Angulable (H:0,5mm, 1,5mm, 3,0mm) → Prot. Recta / Prot. Angulada → TITANIO Ref: VINH0901, DLC Ref: VINH0901T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

TITANIO Ref: TCS0956, DLC Ref: TCS0956T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

TITANIO TLB Ref: TCS0900-TLB → LLAVE TETRALOBULAR (VSDTLB-1, -2, -3)

TITANIO Ref: VINH0901, DLC Ref: VINH0901T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

TITANIO TLB Ref: VINH0900-TLB → LLAVE TETRALOBULAR (VSDTLB-1, -2, -3)

TITANIO Ref: MU09, DLC Ref: MU09T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

TITANIO TLB Ref: MU0900-TLB → LLAVE TETRALOBULAR (VSDTLB-1, -2, -3)

TITANIO Ref: VINH0901, DLC Ref: VINH0901T → LLAVE HEXAGONAL 1.27 (VSD127-1-R, -2-R, -3, -4)

TITANIO TLB Ref: VINH0900-TLB → LLAVE TETRALOBULAR (VSDTLB-1, -2, -3)